

Máscara Cirúrgica Tipo IIR



*Imagem meramente ilustrativa

Composição

- Três camadas de Tecido Não Tecido

Indicações

- Utilização em meio hospitalar ou clínico, pelos profissionais de saúde e/ou pacientes hospitalizados, com vista à proteção dos mesmos e terceiros, de contaminação direta ou cruzada, advinda de eventual propagação de microrganismos entre meios não hospitalares e clínicos e intra-hospitalares, com vista à prevenção de doença ou dano;

Principais características do produto

- Ajuste/fixação nasal em arame revestido, impedindo a fuga de ar à volta do nariz;
- Não Estéril;
- Não reutilizável.



- Eficácia da Filtração Bacteriana (EFB) $\geq 98\%$

Contra-indicações, precauções e observações

- Trocar com frequência;
- A utilização fora das indicações preconizadas não garante a utilização segura deste dispositivo;
- Deve ser usado com precaução por pessoas sensíveis ao material de fabrico.

Nossa Referência

Produto	Modelo	Múltiplo de Venda	Referência Quilaban	CDM	NPDM
Máscara Cirúrgica tipo IIR	Com elástico	50	7134999	70734038	T020601

Normas e Diretivas aplicadas

- Dispositivo Médico de classe I de acordo com o Regulamento 2017/745
- De acordo com as normas:
 - EN ISO 13485:2016
 - EN ISO 14683:2019+AC:2019

Condições de armazenamento

- Manter em local com humidade relativa a 80%, com boa ventilação e sem gases corrosivos
- Evitar luz solar
- Não utilizar se a embalagem estiver danificada

Fabricante

Abena A/S

Egelund 35, DK-6200 Aabenraa

Dinamarca

Data da última atualização: 11-01-2022