



TERMÓMETRO INFRA-VERMELHOS *CONTACTLESS*



Principais características do produto



- Botão de Ligar/Desligar;
- Botão para escolha da escala;
- Botão de memória;
- Botão de som;
- Display com sinalização da temperatura.

Instruções de utilização

- Ligar o dispositivo;
- Apontar, deixando cerca de 3-5 cm de distância, para zona do corpo (preferencialmente testa);
- Aguardar 1 segundo para obter o resultado que será sinalizado com o som.

Precauções e informações adicionais

- A utilização fora das indicações preconizadas não garante a utilização segura deste dispositivo

Nossa Referência

Produto	Referência Quilaban	CDM	NPDM	CNP
Termometro IV- <i>Contactless</i>	PG-IRT1602	40233863	V03010102	6638361

Normas e Diretivas aplicadas

- Dispositivo Médico de acordo com a Diretiva 93/42/CEE.
- Fabrico ao abrigo dos requisitos das Normas:
 - EN 13485:2016;

Fabricante

- Shenzhen Pango Electronic Co., Ltd
Nº25, 1st Industry Zone
Feng Zuang Road,
Xikeng Village,
Henggang town, Longgang District
Shenzhen
518115, Guangdong, China

Data da última atualização: 10/01/2022